

Companion Topfill 41liter

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 858 450
Fax +31 (0) 570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruiksduur
0,25	50 dagen
0,50	42 dagen
0,75	32 dagen
1,0	24 dagen
1,5	16 dagen
2,0	11 dagen
2,5	9 dagen
3,0	7 dagen
4,0	6 dagen
5,0	5 dagen
6,0	4 dagen

Overige specificaties

Hoogte	97,8 cm
Diameter	36,1 cm
Gewicht leeg	27,2 kg
Gewicht vol	71,6 kg

Let op! De tijden die bij de apparatuur staan, zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De werkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.