

Helios H-850 Topfill stroller

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 858 450
Fax +31 (0) 570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruikstijd in uren
1,0 (continue)	11 uur
2,0 (continue)	5 uur en 40 minuten
3,0 (continue)	3 uur en 40 minuten
4,0 (continue)	2 uur en 40 minuten
5,0 (continue)	2 uur
6,0 (continue)	1 uur en 40 minuten
1,5 (demand)	1 dag en 3 uur
2,0 (demand)	20 uur
2,5 (demand)	16 uur
3,0 (demand)	13 uur
4,0 (demand)	10 uur

Overige specificaties

Hoogte	38,3 cm
Gewicht leeg	1,60 kg
Gewicht vol	2,50 kg

Let op! De tijden die bij de apparatuur staan, zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De werkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.