

DeVilbiss 1025

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 858 450
Fax +31 (0) 570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

Specificaties	
Gewicht	19 kilo
Afmeting BxLxH	34,2 x 30,4 x 62,2 cm
Geluidsniveau	59 DB
Flowbereik	2-10 Liter
Stroomverbruik per uur	0,664 kw/uur
Stroomverbruik per dag	15,9 kw