

Inogen One G2

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 858 450
Fax +31 (0) 570 - 858 451
www.westfalenmedical.nl
info@westfalenmedical.nl

Inogen One G2 (12 Cell)

| Flowinstelling: | Gebruikstijd in uren: |
|-----------------|-----------------------|
| 1 (demand) | 4 |
| 2 (demand) | 3,5 |
| 3 (demand) | 2,7 |
| 4 (demand) | 2,2 |
| 5 (demand) | 2,0 |

Overige specificaties

Oplaadtijd accu 4 uur
Gewicht incl. accu 3,3 kilo
Afmeting 27,3x10x24,3 cm (lxbxh)
Geluidsniveau 38 Db op stand 2

Inogen One G2 (24 Cell) accu

| Flowinstelling: | Gebruikstijd in uren: |
|-----------------|-----------------------|
| 1 (demand) | 8 |
| 2 (demand) | 7 |
| 3 (demand) | 5,4 |
| 4 (demand) | 4,4 |
| 5 (demand) | 4 |

Overige specificaties

Oplaadtijd accu 8 uur
Gewicht incl. accu 4,0 kilo
Afmeting 27,3x10x24,3 cm (lxbxh)
Geluidsniveau 38 Db op stand 2

Let op! De weergegeven gebruikstijden zijn bij benadering, de werkelijke gebruikstijd kan hiervan afwijken.