

Inogen One G5 (16 Cell)

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 858 450
Fax +31 (0) 570 - 858 451
www.westfalenmedical.nl
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruikstijd in uren:
1 (demand)	12
2 (demand)	9
3 (demand)	6 uur en 30 minuten
4 (demand)	4 uur en 30 minuten
5 (demand)	3 uur en 10 minuten
6 (demand)	2 uur en 30 minuten

Overige specificaties

Oplaadtijd accu	6 uur
Gewicht incl. accu	2,6 kilo
Afmeting	8,3x22x18,3 cm (b x l x h)
Geluidsniveau	38 Db op stand 2