

## Zen-0 (24 Cell)

---

Westfalen Medical BV  
Rigastraat 14  
7418 EW Deventer  
Tel. +31 (0) 570 - 858 450  
Fax +31 (0) 570 - 858 451  
www.westfalenmedical.com  
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruikstijd in uren:
0,5 (continue)	5 uur en 40 minuten
1,0 (continue)	3 uur en 10 minuten
1,5 (continue)	2 uur en 10 minuten
2,0 (continue)	1 uur en 10 minuten
1,0 (demand)	7 uur en 40 minuten
2,0 (demand)	7 uur en 20 minuten
3,0 (demand)	5 uur en 40 minuten
4,0 (demand)	4 uur en 10 minuten
5,0 (demand)	3 uur en 40 minuten
6,0 (demand)	3 uur en 10 minuten

### Overige specificaties

Oplaadtijd accu	8 uur
Gewicht incl. accu	5,3 kilo
Afmeting BxLxH incl. trolley	21,2 x 16,8 x 31,3 cm
Geluidsniveau	38 Db op stand 2 (Pulse)

Let op! De tijden die bij de apparatuur staan, zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De werkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.