

Inogen Rove 6 (16 Cell)

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 858 450
Fax +31 (0) 570 - 858 451
www.westfalenmedical.nl
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruikstijd in uren:
1	12 uur en 45 minuten
2	10 uur en 15 minuten
3	6 uur en 30 minuten
4	5 uur en 15 minuten
5	3 uur en 30 minuten
6	2 uur en 30 minuten

Overige specificaties

Oplaadtijd accu 4 uur
Gewicht incl. accu 2,6 kilo
Afmeting 18,3 x 8,3 x 22,9 cm (lxbxh)
Geluidsniveau 39 Db op stand 2 (MDS-Hi)