



## Productspecificatie Zen-O Lite

Flowinstelling	Gebruikerstijd in uren
1 (Eco modus)	9 uur
2 (Eco modus)	8 uur
3 (Eco modus)	5 uur
4 (Eco modus)	4 uur
5 (Eco modus)	3 uur

Eenheid	Uur/ Kg / cm / Db
Oplaadtijd accu	6 uur
Gewicht incl. accu	2,5 kilo
Afmeting B x L x H	9,7 x 24,9 x 23,5 cm
Geluidsniveau	37 Db op stand 2

### Bijzonderheden:

- Wij leveren standaard 2 accu's.
- De genoemde gebruikstijd is een gemiddelde tijd bij het gebruik van 2 accu's.
- Het is ook mogelijk om de flowinstelling op halve standen te zetten.

**Let op!** De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan.